

## FAQs

**WARNHINWEIS:** Wenn die Instrumente mit den Branchen für längere Zeit in den Modulen (auf den integrierten Magneten) abgelegt werden, kann es zu einer Magnetisierung der Instrumente kommen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Instrumente entweder nach jeder Übung entfernen oder sie so in der Box ablegen, dass eine genügend große Distanz zu den Modulen eingehalten wird. Für eine etwaige Magnetisierung übernimmt die LTB Germany Ltd. keine Haftung.

### ■ Wie viel Platz wird für den Aufbau benötigt?

Die erforderliche Grundfläche für Übende und die Box sowie den Monitor beträgt etwa 2x1m. Die Box kann auf jeder ebenen Unterlage mit den Maßen 40x50cm (u.U. unter Erhöhung der Auflagefläche) aufgestellt werden.

### ■ Ist die Toolbox transportierbar?

Die Lübecker Toolbox kann von einer Person bequem getragen und an unterschiedlichen Orten aufgebaut werden.

### ■ Wie aufwändig ist der Aufbau eines Lübecker Toolbox-Arbeitsplatzes?

Wenn alle erforderlichen Komponenten vorliegen, dauert die Installation eines Arbeitsplatzes nicht länger als 15 Minuten.

### ■ Wird ein Monitor mitgeliefert?

Der Monitor (herkömmlicher Fernseh-Monitor mit HDMI-Anschluss) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### ■ Was benötige ich außer der Toolbox zum Üben?

Einen Monitor, zwei Trokare, die Instrumente (eine gebogenen Schere, zwei Overholts, zwei Nadelhalter) und das Nahtmaterial (geflechtener Faden, 3-0, SH-Nadel).

- Kann ich den erfolgreichen Abschluss des Curriculums dokumentieren lassen?

Das Curriculum ist mit 24 CME-Punkten akkreditiert. Näheres erfahren Sie unter [http://www.luebeck-toolbox.com/files/pdf/LTB\\_Fortbildungspunkte\\_DE.pdf](http://www.luebeck-toolbox.com/files/pdf/LTB_Fortbildungspunkte_DE.pdf)

- Welche Möglichkeiten habe ich mit LTB Germany Ltd. in Kontakt zu treten?

Sie können uns per Email unter den folgenden Adressen kontaktieren:  
[ltb@luebeck-toolbox.com](mailto:ltb@luebeck-toolbox.com) oder [support@luebeck-toolbox.com](mailto:support@luebeck-toolbox.com)

- Wo finde ich die Ergebnisse der Untersuchungen, auf denen die Entwicklung basiert?

Unter Pubmed finden Sie alle bisher publizierten Originalarbeiten zur Lübecker Toolbox.

- Kann ich mit der Lübecker Toolbox auch andere Übungen machen als die im Curriculum und durch die Module vorgegebenen?

Prinzipiell ja. Die Module werden über vier kleine Magnete an entsprechenden Stellen der Bodenplatte fixiert. Gelingt es, eigens entwickelte Übungen entsprechen an der Bodenplatte zu fixieren, könnte auch damit gearbeitet werden. Der Lernerfolg des Lübecker Toolbox-Curriculums basiert jedoch eindeutig auf den vorgegebenen Übungen. Wird eine geeignete Plastikwanne verwendet, ließen sich sogar Prozeduren an Organpaketen durchführen.

- Sind die Toolbox und die Module fertig montiert?

Es muss nur die Kamera in der Toolbox installiert und die Module für die einzelnen Übungen mit den beigefügten Materialien bestückt werden (Plastikhülsen, Gummibänder, Komresse, usw). Für die Insertion der Trokare müssen die Gummimembranen eingeschnitten werden.

- Wie lange dauert die Lieferung?

Maximal 4 Wochen, im Durchschnitt erwarten wir 3 Wochen bei vorhandenem Lagerbestand. Die Lieferung kann bei Bedarf auch über Express beschleunigt werden. Eine Tracking-Nummer wird zur Verfügung gestellt.

■ **Wie lange ist die Garantie?**

Für die Toolbox einschliesslich der Kamera und 4 Module besteht eine Garantie von einem Jahre. Weitere Einzelheiten finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

■ **Kann ich vom Kauf zurück treten?**

Der Käufer / die Käuferin kann innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen vom Kauf zurücktreten. Weitere Einzelheiten finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

■ **Wo wird die Lübecker Toolbox hergestellt?**

Die Toolbox wird von einem renommierten Unternehmen in Süddeutschland gefertigt und montiert. Die Module werden in der Nähe von Hong Kong von etablierten Herstellern gefertigt. Eine eingehende Qualitätskontrolle aller Komponenten erfolgt in einem Funktionstest des gesamten Systems vor dem Versand.